



**燃烧式 窒素・たんぱく質分析装置**  
**DuMaster D-480 (デュマスター)**

錠剤化サンプル



オートサンプラー



DuMaster D-480



分析結果を  
PCソフトで管理



# 窒素・たんぱく質分析装置・燃焼法 DuMaster D-480



大量のサンプルを効率よく分析するには、燃焼法（デュマ法）窒素・たんぱく質分析装置の、デュマスターD-480をお勧めします。オペレーターは専門知識を必要とせず、オートサンプラーに設置するだけで、自動的に分析を実行します。また、従来の燃焼法の欠点であったランニングコストも新しい技術により大幅に削減されました。

## DuMasterD-480の特長

- コンパクトな一体型設計  
設置面積は48cm x 55cm（新聞紙1ページ分相当）です。
- 迅速な測定  
・1検体あたり約4分の測定時間です。  
・オートサンプラーにより無人で測定が進みます。  
・オートサンプラーは標準60ポジション
- 危険薬品が不要  
測定では強酸・強アルカリ等を使用しません。
- 簡単測定  
特別な分析知識・経験がなくてもすぐに測定できます。
- 2種類の燃焼管により生成CH<sub>4</sub>ガスをカット  
CH<sub>4</sub>ガスは分析精度の低下をもたらします。
- キャリアガスは経済的なCO<sub>2</sub>ガス  
・高価なヘリウムガスを使用していません。  
・CO<sub>2</sub>除去が不要なので構造がシンプルになります。
- 独自の酸素供給構造で95%酸素消費量カット  
酸素ポンベの交換頻度が少なくなります。
- 燃焼管に新技術 Regainer を採用  
高寿命でランニングコストが従来比50%削減になります。
- 還元管は交換に便利なプレ充填式しかも高寿命  
・従来比10倍の寿命を実現しました（200→2000回）。  
・煩わしい充填剤の詰め替え作業はありません。


## 分析可能な公定法

- 食品表示法
- JAS 規格  
食肉製品 / ハム類・熟成ハム類  
穀類加工品 / マカロニ類  
調味料 / 醸造酒、風味調味料、乾燥スープ、しょうゆ
- 飼料分析基準  
飼料
- 肥料等試験法  
汚泥肥料の窒素測定法
- ISO 16634-1  
油糧種子および飼料
- ISO 16634-2  
穀物及び糖類および穀物製粉食品
- ISO 14891:2002  
乳および乳製品
- AOAC  
穀粒、油糧種子および肉・肉製品のたんぱく質測定
- BCOJ(ビール酒造組合/国際技術委員会)  
ビール中のたん白質測定

## 構成品

- D-480 本体
- 専用ソフトウェア(PCは含まれません)
- 燃焼管、第2燃焼管、還元管
- マニュアルサンプルシーリング器具(固体サンプル・60穴オートサンプラー用)
- その他消耗部品
- 必要充填剤一式(Regainer、白金、Cu、CuO、コランダムボール等) ※一部は別梱包で納入  
ガスポンベ、ポンベ用レギュレーター、PC 以外は分析に必要なものはすべて含まれています。

## 燃焼法の仕組み



## 分析の手順



## たんぱく質分析アプリケーション例



|          | サンプル質量 | 平均     | 標準偏差  | 相対標準偏差 |
|----------|--------|--------|-------|--------|
| 大豆       | 約220mg | 34.50% | 0.01  | 0.15%  |
| 米        | 約320mg | 7.01%  | 0.08  | 1.14%  |
| ひまわり種    | 約220mg | 21.30% | 0.02  | 0.57%  |
| ドッグフード   | 約290mg | 10.80% | 0.142 | 1.31%  |
| ウサギ餌     | 約290mg | 15.10% | 0.013 | 0.09%  |
| 魚餌       | 約270mg | 25.50% | 0.045 | 0.18%  |
| 全乳       | 約400mg | 3.28%  | 0.05  | 1.37%  |
| パルメザンチーズ | 約250mg | 33.70% | 0.27  | 0.80%  |
| 粉ミルク     | 約220mg | 33.10% | 0.1   | 0.32%  |
| 小麦       | 約240mg | 11.70% | 0.08  | 0.65%  |
| ライ麦      | 約240mg | 8.10%  | 0.09  | 1.17%  |
| ハム       | 約380mg | 20.30% | 0.03  | 0.12%  |
| ポイルソーセージ | 約380mg | 13.70% | 0.17  | 1.20%  |
| ビーフバーガー  | 約450mg | 17.90% | 0.07  | 0.40%  |



## オプション

| 品目コード    |                                |
|----------|--------------------------------|
| 11060116 | 液体サンプル用シーリング装置                 |
| 11060118 | マニュアルサンプルシーリング器具 7mm、120ポジション用 |
| 11060119 | 固体サンプル用シーリング装置                 |
| 11062045 | オートサンプラー用プレート 120ポジション         |

## スペアパーツ

| 品目コード    |                                    |
|----------|------------------------------------|
| 11061767 | 還元管(還元剤充填済み、約2000回測定)              |
| 11061765 | Regainer 500 g (第2燃焼管用充填剤、約300回測定) |
| 11060149 | 白金触媒 30g(第2燃焼管用充填剤)                |
| 11060153 | コットンウール 50g(乾燥管用)                  |
| 11060154 | ワイヤーメッシュ $\phi$ 22mm 4個(乾燥管用)      |
| 11062143 | ワイヤーメッシュ $\phi$ 26.8mm 4個(乾燥管用)    |
| 11060157 | コランダムボール 40g(燃焼管用)                 |
| 11061782 | クオーツウール 10g(第2燃焼管用)                |
| 11061766 | グラスウール 50g(第2燃焼管用)                 |

| 品目コード    |                          |
|----------|--------------------------|
| 11060132 | 酸素注入ランス 140mm            |
| 11060133 | ランス用シーリング                |
| 11061764 | 燃焼管                      |
| 11060138 | 第2燃焼管                    |
| 11060140 | クオーツガラスブリッジ              |
| 11060124 | サンプル用窒素フリーペーパー 500枚      |
| 11060125 | サンプル用スズ箔 450枚 50 x 50 mm |
| 11061783 | サンプル用スズ箔 450枚 35 x 35 mm |
| 11060126 | 液体用スズカプセル 100個 0.3mL     |
| 11060127 | 液体用スズカプセル 100個 0.5mL     |

## 仕様

|               |   |
|---------------|---|
| 測定可能サンプル量     | ～1g、もしくは～1ml(液体)                                  |
| 測定可能範囲(含有窒素量) | ～500mg  |
| 精度(標準偏差)      | <0.05%abs.(250mg グルタミン酸)                          |
| 検出限界          | 0.1mg(窒素量)  |
| 回収率           | >99.5%  |
| 分析時間          | 約4分/1サンプル   |
| オートサンプラー      | 60検体(標準)、120検体(オプション、サンプル量は300mgまで)               |
| 電源            | 100-230V $\pm$ 10% 50-60Hz 1500W                  |
| 使用ガス・消費量      | 酸素:99.995% 0.4L / 1サンプル、二酸化炭素:99.995% 4L / 1サンプル  |
| 必要PC仕様        | Windows7,8、ハードディスク:15GB以上の空き容量、システムメモリ(RAM):2GB以上 |
| 寸法/質量         | 480 x 550 x 570mm (WxDxH) / 65kg                  |

Quality in your hands

## 日本ビュッヒ株式会社

|        |   |
|--------|---|
| 本社     | 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17 IMONビル 3F<br>TEL: 03-3821-4777 FAX: 03-3821-4555       |
| 大阪営業所  | 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-6-16 新大阪大日ビル 4F<br>TEL: 06-6195-9241 FAX: 06-6195-9251      |
| 名古屋営業所 | 〒462-0810 愛知県名古屋市中区山田 1-7-23 ホワイトヴィラ 1F 1A<br>TEL: 052-981-5001 FAX: 052-875-9171 |

nihon@buchicom | www.buchicom/jp-ja

- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2015年6月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。